

SOLICITUDE DE ENSAIOS INSTRUMENTAIS MOSTRAS DE LEITE CRU DE VACA

CLIENTE:			
ENDEREZO:			
PERSOA CONTACTO:			
(e-mail):	Tel.:		CIF.:

DATOS DA MOSTRA	
TIPO DE MOSTRA	IDENTIFICACIÓN

ANÁLISES A REALIZAR

TIPO DE MOSTRA	ENSAIO	NORMA/PROCEDEMENTO	
Leite cru de vaca	Composición	Graxa por espectroscopía infravermella	
		Proteína por espectroscopía infravermella	
		Extracto seco magro por espectroscopía infravermella	
	Lactosa por espectroscopía infravermella		PE/LIGAL/34 Método interno baseado en método fabricante FOSS equipos Milkoscan™ FT 6000 y Milkoscan™ 7RM
	Urea por espectroscopía infravermella		
	Urea por método enzimático		
	Punto crioscópico (método crioscópico)		IDF 195/ ISO 14637
	Punto crioscópico por condutividade e espectroscopía infravermella		PE/LIGAL/35 Método interno baseado en método fabricante FOSS equipos Milkoscan™ FT 6000 y Milkoscan™ 7RM
	Composición e perfil de ácidos graxos por espectroscopía infravermella *		
	Cetose (BHB) por espectroscopía infravermella*		
	Caseína por espectroscopía infravermella*		
	Reconto de bacterias por citometría de fluxo		PE/LIGAL/32 Método interno baseado en método fabricante FOSS equipo BactoScan™ FC
Reconto de células somáticas por citometría de fluxo		PE/LIGAL/34 Método interno baseado en método fabricante FOSS equipos Fosomatic™ FC, Fosomatic™ FM 7 y Fosomatic™ FM 7DC	
Detección de residuos de inhibidores de crecemento bacteriano		PE/LIGAL/33 Método interno baseado en DELVOTEST® T	

Outros ensaios en leite cru:		
Aflatoxina M1 (Protocolo mostras de autocontrol)		PE/LIGAL/101 Método interno baseado en Rosa Charm; PE/LIGAL/102 Método interno conforme a Regulamento (CE) 401/2006 e posteriores mod.
Aflatoxina M1 Test Charm		PE/LIGAL/101 Método interno baseado en Rosa Charm
Aflatoxina M1 LC-MS/MS		PE/LIGAL/102 Método interno conforme a Regulamento (CE) 401/2006 e posteriores mod.
Cloratos e percloratos por UPLC-MS/MS		PE/LIGAL/104 Método interno conforme a Documento SANTE Analytical Quality Control and Method Validation Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed
βlactámicos (penicilinas e cefalosporinas) por LC-MS/MS		PE/LIGAL/97 Rev.8 Método interno
βlactámicos (penicilinas e cefalosporinas) e tetraciclinas Test Charm*		
Cloranfenicol Test Charm*		
Cloranfenicol por LC-MS/MS*		
Sulfamidas e trimetoprim por LC-MS/MS*		
Quinolonas Test Charm*		
Quinolonas por LC-MS/MS*		
Detección de residuos en leite (43 grupos)*		Infiniplex/Radox

Observacións:	
En	Data:
Conforme CLIENTE:	Conforme LIGAL:
Asdo.:	Asdo.:

En cumprimento das recomendacións da ISO 17025 comunicámoslle que: A información obtida ou xerada durante a realización das actividades do LIGAL, é confidencial. No caso de que sexa necesario poñela a disposición pública, informaráselles con suficiente antelación.