

SOLICITUD DE ENSAYOS INSTRUMENTALES MUESTRAS DE LECHE CRUDA DE VACA

CLIENTE:			
DIRECCIÓN:			
PERSONA CONTACTO:			
(e-mail):	Tel.:	CIF.:	

DATOS DE LA MUESTRA	
TIPO DE MUESTRA	IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS A REALIZAR		
TIPO DE MUESTRA	ENSAYO	NORMA/ PROCEDIMIENTO
Leite cruda de vaca	Composición	Grasa por espectroscopía infrarroja
		Proteína por espectroscopía infrarroja
		Extracto seco magro por espectroscopía infrarroja
	Urea por espectroscopía infrarroja	PE/LIGAL/34 Método interno basado en método fabricante FOSS equipos Milkoscan™ FT 6000 y Milkoscan™ 7RM
	Urea por método enzimático	IDF 195/ ISO 14637
	Punto crioscópico (método crioscópico)	PE/LIGAL/35 Método interno basado en ISO 5764/IDF 108
	Punto crioscópico por conductividad y espectroscopía infrarroja	PE/LIGAL/35 Método interno basado en método fabricante FOSS equipos Milkoscan™ FT 6000 y Milkoscan™ 7RM
	Composición y perfil de ácidos grasos por espectroscopía infrarroja *	
	Cetosis (BHB) por espectroscopía infrarroja*	
	Recuento de bacterias por citometría de flujo	PE/LIGAL/32 Método interno basado en método fabricante FOSS equipo BactoScan™ FC
Recuento de células somáticas por citometría de flujo	PE/LIGAL/34 Método interno basado en método fabricante FOSS equipos Fosomatic™ FC, Fosomatic™ FM 7 y Fosomatic™ FM 7DC	
Detección de residuos de inhibidores de crecimiento bacteriano	PE/LIGAL/33 Método interno basado en DELVOTEST® T	

Otros ensaios en leite cru:		
Aflatoxina M1 (Protocolo muestras de autocontrol)	PE/LIGAL/101 Método interno basado en Rosa Charm; PE/LIGAL/102 Método interno conforme a Reglamento (CE) 401/2006 y posteriores mod.	
Aflatoxina M1 Test Charm	PE/LIGAL/101 Método interno basado en Rosa Charm	
Aflatoxina M1 HPLC-MS/MS	PE/LIGAL/102 Método interno conforme a Reglamento (CE) 401/2006 y posteriores mod.	
Cloranfenicol Test Charm*		
Cloranfenicol por HPLC-MS/MS*		
βlactámicos (penicilinas y cefalosporinas) y tetraciclinas Test Charm*		
βlactámicos (penicilinas y cefalosporinas) por HPLC-MS/MS	PE/LIGAL/97 Rev.7 Método interno	
Sulfamidas y trimetoprim por HPLC-MS/MS*		
Quinolonas Test Charm*		
Quinolonas por HPLC-MS/MS*		
Cloratos y percloratos por UPLC-MS/MS*		
Detección de residuos en leche (43 grupos)	Infiniplex/Randox	

Observaciones:

En:	Fecha:
Conforme CLIENTE:	Conforme LIGAL:
Fdo.:	Fdo.:

En cumplimiento de las recomendaciones de la ISO 17025 le comunicamos que: La información obtenida o generada durante la realización de las actividades del LIGAL, es confidencial. En caso de que sea necesario ponerla a disposición pública, se les informará con suficiente antelación.